



ERLEICHTERT IHREN
PRAXISALLTAG

vivora proCare

Die intelligente Lösung für ein digitales Diabetesmanagement
INTEROPERABEL ♦ HERSTELLERNEUTRAL ♦ INKLUSIVE VIDEOKONFERENZSYSTEM



Die Realität des Diabetesmanagements in Deutschland

Seit Jahren wünschen sich Diabetes-Teams eine einheitliche, interoperable und herstellernerneutrale Lösung für die Auswertung der Daten, die Patienten im Rahmen ihres Diabetesmanagements generieren. Im Praxisalltag sieht es allerdings anders aus:

Die Hürden der Versorgung:

- ◆ Herstellereigene Software, die nicht kompatibel mit „Fremdgeräten“ ist
- ◆ „Kabelsalat“ in der Praxis durch unterschiedliche, technische Standards
- ◆ Unterschiedliche Analysen und Darstellungen durch unterschiedliche Softwarelösungen
- ◆ Fehlende Schnittstellen zur ePA/eDA

Die lange erwartete Komplettlösung:
vivora proCare



Offene Schnittstellen für ein interoperables und herstellernerneutrale Datenmanagement



Einheitliche Analysen und Auswertungen, inklusive Trends und Vergleichszeiträume




Zusammenführung von Daten unterschiedlicher Hersteller in einem System



Kabelloses Auslesen durch Bluetooth oder NFC

Übersichtliche Auswertungen optimieren das Therapiemanagement

Das neue Vivora proCare ermöglicht eine ganzheitliche Datenanalyse durch Einbeziehung aller relevanten Parameter der Diabetestherapie. Neben den klassischen Informationen zu Glucose und Insulindosis können Medikation, Bewegung, Gewicht, Blutdruck, Kohlenhydrate und weitere Parameter grafisch aufbereitet und als Bewertungsgrundlage herangezogen werden.



Sie analysieren die Therapiedaten Ihrer Patienten und lassen sich auf Knopfdruck individuell übersichtliche Grafiken und Vergleichszeiträume anzeigen.

Über das Dashboard haben Sie alle wichtigen Daten Ihrer Patienten im Blick. Von hier aus gelangen Sie direkt in die Detailansicht der verschiedenen Parameter. Mitteilungen bei Über-/Unterschreitung definierter Therapiegrenzwerte können optional und individuell pro Patient eingestellt werden. Trendpfeile und Smiley's helfen Ihnen bei der Bewertung des aktuellen Therapieverlaufs. Vivora proCare nutzt eine gesicherte Cloudlösung nach deutschen Standards auf Servern in Deutschland (Telekom). Das heißt: Sie und Ihre Patienten sind beim Datenmanagement immer auf der sicheren Seite.


MODERNE
CLOUDLÖSUNG
MIT HÖCHSTER
SICHERHEIT



Jetzt informieren:
Wir beraten Sie gerne persönlich zum neuen „Vivora proCare“-System



Vivora proCare erleichtert Ihren Praxisalltag



Mit **Vivora proCare** erhalten Sie ein modernes und einfach bedienbares Diabetes-Datenmanagement für höchste Ansprüche – mit nur einer digitalen Lösung. Mehr als 200 marktgängige Geräte können an das „Vivora proCare“-System angebunden werden – herstellernerutral, interoperabel und als Webbrowser- sowie PC-Version in einer Lizenz. Neben der Patientendokumentation und der Datenanalyse mit Zugriff auf umfangreiche Therapiedaten und weitere, diabetesrelevante Parameter ist auch ein KBV-zertifiziertes Videokonferenzsystem integriert.

Sowohl die Professional-Version als auch die Patienten-Version erfüllen die Anforderungen des „Code of Conduct Digital Health“ der DDG und wurden für alle Diabetestypen und Therapieformen entwickelt.



Ihre Vorteile

Vivora proCare bietet Ihnen mehrere Komponenten in einem System. Durch diese moderne Komplettlösung profitieren Sie von vielen praxisnahen Vorteilen:

- ◆ Zusammenführung von Daten unterschiedlicher Hersteller in einem System spart Ihnen Zeit
- ◆ Auslesen der Patientendaten von zu Hause aus reduziert Ihren Arbeitsaufwand
- ◆ Gleiche Benutzeroberflächen und Grafiken für Sie und Ihre Patienten erleichtern die Kommunikation
- ◆ Mitteilungen bei Über-/Unterschreitung definierter Therapiegrenzwerte unterstützen Sie beim Therapiemanagement (optional)
- ◆ Bildschirm-teilen-Funktion in Vivora teleCare vereinfacht die Videosprechstunde
- ◆ Gesicherte deutsche Cloudlösung ermöglicht 24/7-Datenzugriff

Vivora proCare – Funktionen im Überblick


Vivora proCare bietet Ihnen, zusammen mit den Komponenten Vivora diCare für Ihre Patienten und Vivora teleCare als Videokonferenzsystem, ein umfassendes und zukunftsweisendes Tool zur digitalen Patientenversorgung.

HAUPTFUNKTIONEN	vivora proCare	vivora diCare
	Für Diabetes-Teams	Für Patienten
Übersichtliche Patientenverwaltung	✓	–
Umfassende Dokumentation der Therapiedaten	✓	✓
Aktives Therapiemanagement mit ganzheitlichen Parametern	✓	✓
Einheitliche Datenanalyse inklusive Vergleichszeiträume	✓	✓
Freigabe der Daten an behandelnden Arzt und/oder Bezugsperson (optional)	–	✓
Mitteilungsfunktion bei Über-/Unterschreitung definierter Therapiegrenzwerte (optional)	✓	–
Videokonferenzsystem Vivora teleCare (KBV-zertifiziert)	✓	–
Übersichtlicher Export der Therapiedaten als PDF	✓	✓

Aus der Praxis für die Praxis – Vivora proCare

Vivora proCare ist eine Komplettlösung für alle Diabetestypen unter Berücksichtigung des individuellen Patientenprofils. Alle Therapieformen (CSII/SUP, ICT, CT, SIT, BOT, orale Therapie, Bewegung und Ernährung) werden berücksichtigt. Um diese Komplexität in einem System abzubilden, müssen diejenigen in die Entwicklung einbezogen werden, die das System jeden Tag nutzen – die Diabetes-Teams in den Praxen und Kliniken.

Daher begleitete den Entwicklungsprozess ein erfahrenes Advisory Board aus Diabetologen, Diabetesberaterinnen und –assistentinnen aus ganz Deutschland. Zusätzlich werden wissenschaftliche Studien durchgeführt, um den zu erwartenden Mehrwert nachweisen zu können. Die Erkenntnisse daraus sowie die Erfahrungen aus dem Praxiseinsatz münden in einen kontinuierlichen Fort- und Weiterentwicklungsprozess des Systems.



Aus der Praxis für Patienten – Vivora diCare

Der patientenzentrierte Ansatz zeigt sich an vielen Stellen des "Vivora diCare"-Systems: „Alle Diabetesdaten immer im Blick behalten, auch unterwegs.“ „Jederzeit über die Webversion auf den Glucoseverlauf zugreifen, die Therapie aktuell anpassen und dabei nur ein einziges digitales System nutzen.“

Vivora diCare heißt die neue Diabetesmanagementlösung für Menschen mit Diabetes. Für die technische Entwicklung und als Hersteller ist das Unternehmen SINOVO verantwortlich. Aus dessen Haus stammen eine eigene, vielfach genutzte Patientensoftware sowie Entwicklungen diverser Datenmanagementsysteme.



 24/7-Datenzugriff für Sie und Ihre Patienten

 Cloudbasierte Datenspeicherung in Deutschland

 Schnelle und einfache Kommunikation aller Systeme des Diabetes-Datenmanagements

 Über 200 marktgängige Geräte können angebunden werden

Vivora teleCare ermöglicht Ihnen verschlüsselte Videotelefonate auf Knopfdruck

Das sichere und KBV-zertifizierte Videokonferenzsystem Vivora teleCare ermöglicht Ihnen eine zeit- und ortsunabhängige Arzt-Patienten-Kommunikation – direkt aus Vivora proCare heraus.

Auch End-to-End-verschlüsselte Gruppengespräche mit bis zu 5 Teilnehmern sind problemlos möglich.

Das Leistungsprofil reicht von einem Dolmetscherservice über ein praktisches Aufrufen der Patienten im virtuellen Warteraum, bis zu einem verschlüsselten Dokumentenaustausch (Bilder und Dokumente).




DIE NÜTZLICHEN FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK:

- ◆ Zugelassen gemäß KBV
- ◆ Zertifizierter Datenschutz (DSGVO-konform)
- ◆ Gesicherter Dokumentenversand
- ◆ Dolmetscherservice
- ◆ Übersichtliches Terminplanungstool
- ◆ Virtueller Warteraum für Ihre Patienten

IHR MEHRWERT DURCH VIVORA TELECARE:

- ◆ Zeitersparnis für Ihr Team durch weniger physischen Patientenkontakt in der Praxis
- ◆ Optimal für mobilitätseingeschränkte Patienten und Flächenregionen mit weiten Wegen
- ◆ Erleichtert die Arbeit in Pandemiezeiten
- ◆ Bildschirm-teilen-Funktion ermöglicht, zeitgleich über die selben Daten zu sprechen





EvivaMed:
KOMPETENZ UND
ERFAHRUNG



Detlef Jantos, Geschäftsführer
EvivaMed Deutschland GmbH

EvivaMed Deutschland GmbH

Die EvivaMed Deutschland GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Wenzenbach bei Regensburg. Sie gehört zur EvivaMed-Gruppe, die über langjährige Erfahrung im Therapiefeld Diabetes verfügt. Die EvivaMed Deutschland GmbH vertreibt exklusive Medizinprodukte und Digitale Integrierte Versorgungskonzepte, unter anderem unter der Dachmarke „Vivora“.

Das Unternehmen beliefert Apotheken und den medizinischen Fachhandel mit Produkten sowie digitalen Konzepten, welche chronisch kranke Menschen aktiv im eigenverantwortlichen Umgang mit ihrer Erkrankung unterstützen. Arztpraxen und Kliniken bietet EvivaMed exklusive Lösungen für das Datenmanagement, die telemedizinische Behandlung sowie das zielorientierte Coaching ihrer Patienten. Neben diesen digitalen Lösungen bietet das hoch-

wertige Produktportfolio auch gängige Technologien und Produkte für eine umfassende Versorgung für Menschen mit Diabetes Typ 1 und Typ 2.

Mit diversen Produkten zur Glucosemessung und zur Verabreichung von Insulin sowie weiteren nützlichen Produkten zur Behandlung von Menschen mit Diabetes erweitert die EvivaMed Deutschland GmbH ständig ihr Produktportfolio.

JETZT INFORMIEREN!

Wir beraten Sie gerne persönlich und ausführlich zum neuen „Vivora proCare“-System:

- ✉ info@evivamed.de
- ☎ Tel.: +49 (0)941 / 206003 - 0
- ☎ Fax: +49 (0)941 / 206003 - 99



www.evivamed.de

EvivaMed Deutschland GmbH
Thanhof 13
D-93173 Wenzenbach / Regensburg